




# The IOPI® System


Iowa Oral Performans Aleti

## IOPI'nin etkisi nedir?




Oral Motor Terapisi  
Ölçülebilir Sonuçlarla

# Objektif Dil Basınç Ölçümü



Dil



Dudak


## IOPI® Sistemi ile bunları yapabilirsiniz:

- Objektif şekilde dudak ve dil kuvvetini ölçme ve dökümanete edebilme
- Hasta sonuçlarını kanıta dayalı sonuçlarla kıyaslama
- Dil ve dudak dayanıklılık ve kuvvet egzersizleri
- Program etkinliğini değerlendirme, hasta gelişimini ölçme ve dökümanete etme
- Trainer cihazı ile hastaların evde de rehabilitasyonu

## 1992'den beri klinik olarak kullanılan IOPI® şuanda araştırma, klinik değerlendirme ve terapi için aşağıdaki alanlarda kullanılmakta:

- Disfaji değerlendirme ve yönetme
- Nörolojik fonksiyon değerlendirmesi
- Felç rehabilitasyonu
- Baş ve boyun onkoloji rehabilitasyonu
- Uykuda solunum bozukluğu, obstrüktif uyku apnesi dahil
- Orofasial miyofonksiyonel tedavi

# IOPI® Seri 3 Ailesi



## Pro Kiti


IOPI Pro (Model 3.1) ile tıbbi profesyoneller oral motor bozukluğu bulunan hastaların dil ve dudak kuvvetini ve dayanıklılığını objektif bir şekilde ölçebilirler.

## Rapor Oluşturma

IOPI Pro (Model 3.1) ve IOPI Trainer (Model 3.2) toplanan verilerden hasta raporları oluşturur.

## Trainer Kiti


The IOPI Trainer (Model 3.2) hastalara evde ya da klinik ortamında yapılmış dudak ve dil oral motor egzersizlerinin biyogeribildirimini sağlar.



Set	Time	Target	Agg. Tar.	Success/Time	Target	Time	Target	Agg. Tar.	Success/Time
1	10:00	1.00	1.00	100%	1.00	10:00	1.00	1.00	100%
2	10:05	1.00	1.00	100%	1.00	10:05	1.00	1.00	100%
3	10:10	1.00	1.00	100%	1.00	10:10	1.00	1.00	100%
4	10:15	1.00	1.00	100%	1.00	10:15	1.00	1.00	100%
5	10:20	1.00	1.00	100%	1.00	10:20	1.00	1.00	100%
6	10:25	1.00	1.00	100%	1.00	10:25	1.00	1.00	100%
7	10:30	1.00	1.00	100%	1.00	10:30	1.00	1.00	100%
8	10:35	1.00	1.00	100%	1.00	10:35	1.00	1.00	100%
9	10:40	1.00	1.00	100%	1.00	10:40	1.00	1.00	100%
10	10:45	1.00	1.00	100%	1.00	10:45	1.00	1.00	100%

## IOPI Rapor Oluşturma Yazılımı

IOPI Pro (Model 3.1) ve IOPI Trainer (Model 3.2) kullanıcıların cihaz kullanımı esnasında kaydedilen egzersiz sonuçlarını değerlendirebilecekleri ve kolayca indirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.



Oluşturulan raporlar kaydedilebilir ve PDF ya da Word belgesi olarak yazdırılabilir. Ayrıca veriler Exel, CSV ya da TSV dosyası olarak dışarı aktarılabilir.